



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Mouse anti-Kappa Light Chains, clone L1C1

Clone no. L1C1

MONOSAN Ready To Use

| | |
|---------------------------|---|
| Product name | Mouse anti-Kappa Light Chains, clone L1C1 |
| Host | Mouse |
| Applications | IHC-P |
| Species reactivity | human |
| Conjugate | - |
| Immunogen | Unknown or proprietary to MONOSAN and/or its suppliers |
| Isotype | IgG1-k |
| Clonality | Monoclonal |
| Clone number | L1C1 |
| Size | 7 ml |
| Concentration | n/a |
| Format | - |
| Storage buffer | Tris Buffer, pH 7.3-7.7, containing 1% BSA and <0.1% Sodium Azide |
| Storage until expiry date | 2-8°C |

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES

Mouse anti-Kappa Light Chains, clone L1C1

Clone no. L1C1

MONOSAN Ready To Use

Additional info

The antibody detects surface immunoglobulin on normal and neoplastic B-cells. In paraffin-embedded tissue, anti-kappa exhibits strong staining of kappa-positive plasma cells and cells that have absorbed exogenous immunoglobulins. When dealing with B-cell neoplasms, the determination of light chain ratios remains the centerpiece. Most B-cell lymphomas express either kappa or lambda light chains, whereas reactive proliferations display a mixture of kappa and lambda positive cells. If only a single light chain type is detected, a lymphoproliferative disorder exists. Monoclonality is determined by a kappa-lambda ratio of greater than or equal to 3:1 or a lambda-kappa ratio greater than 2:1.

References

1. Hertel, BF, et al. Lab Invest 1977;36:12
2. Mendes S, Dreno B. Acta Derm Venereol. 2003;83(3):167-70
3. Lee LA et al. Am J Otolaryngol. 2002 Sep-Oct;23(5):316-20
4. Taylor, CL Arch Pathol Lab Med 1978;12:113-121
5. Schmid U et al. Am J Surg Pathol. 1995 Jan;19(1):12-20

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES