



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Product datasheet MON1148R

MONOSAN[®]

Mouse anti-CD62P/P-selectin, clone CRC81, R-PE (Monoclonal)

Clone no. CRC81

MONOSAN

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Product name | Mouse anti-CD62P/P-selectin, clone CRC81, R-PE (Monoclonal) |
| Host | Mouse |
| Applications | FC |
| Species reactivity | Human |
| Conjugate | RPE |
| Immunogen | Human CD62P |
| Isotype | - |
| Clonality | Monoclonal |
| Clone number | CRC81 |
| Size | 0.5 ml |
| Concentration | n/a |
| Format | - |
| Storage buffer | PBS with BSA and 0.1% sodium azide |
| Storage until expiry date | 2-8°C |

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES

Mouse anti-CD62P/P-selectin, clone CRC81, R-PE (Monoclonal)

Clone no. CRC81

MONOSAN

Additional info

P-selectin (Selectin P, GMP-140, LECAM3, CD62 antigen-like family member) is a 140 kDa type 1 transmembrane glycoprotein, and is one of the most commonly studied proteins that regulate cell rolling. P-selectin is stored in the Weibel-Palade bodies of endothelial cells, as well as in a-granules of platelets. From there, it can be rapidly brought to the cell surface after exposure to thrombin, histamine, complement 5a, Ca21 ionophores, or adenosine diphosphate.

References

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES