



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Mouse anti-CD15, clone MEM-158 (Monoclonal)

Clone no. MEM-158

MONOSAN

Product name	Mouse anti-CD15, clone MEM-158 (Monoclonal)
Host	Mouse
Applications	FC , IP
Species reactivity	Human
Conjugate	-
Immunogen	Human granulocytes
Isotype	IgM
Clonality	Monoclonal
Clone number	MEM-158
Size	0.1 mg
Concentration	1 mg/ml
Format	-
Storage buffer	Tris buffered saline (TBS) solution with 15 mM sodium azide
Storage until expiry date	2-8°C

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES

Mouse anti-CD15, clone MEM-158 (Monoclonal)

Clone no. MEM-158

MONOSAN

Additional info

CD15 (Lewis x), also known as stage specific embryonic antigen-1 (SSEA-1) is a trisaccharide determinant (3-fucosyl-N-acetyllactosamine) expressed on several glycolipids, glycoproteins and proteoglycans of various cell types, e.g. granulocytes, mast cells, monocytes, macrophages, cells of gastric mucosa, nervous system or various tumour cells. There are several variants of Lewis x, such as sialyl-Lewis x or sulphated Lewis x. Cells with high surface expression of Le(x) antigen exhibit strong self-aggregation, based on calcium-dependent Le(x)-Le(x) interaction. This process is involved for example in embryo compaction or in autoaggregation of teratocarcinoma cells. Sialyl-Le(x) and its isomer sialyl-Le(a) are ligands of selectins. CD15 expression has been extensively used to confirm diagnosis of Hodgkin´s disease.

References

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES