



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Mouse anti-Intra-acrosomal protein, clone Hs-8 (Monoclonal)

Clone no. Hs-8

MONOSAN

Product name	Mouse anti-Intra-acrosomal protein, clone Hs-8 (Monoclonal)
Host	Mouse
Applications	WB, ICC, FC
Species reactivity	Pig, Human
Conjugate	-
Immunogen	Freshly ejaculated human sperms were washed in PBS and extracted in 3% acetic acid, 10% glycerol, 30 mM benzaminidine. The acid extract was
Isotype	IgM
Clonality	Monoclonal
Clone number	Hs-8
Size	0.1 mg
Concentration	1 mg/ml
Format	-
Storage buffer	Tris buffered saline (TBS) solution with 15 mM sodium azide
Storage until expiry date	2-8°C

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES

Mouse anti-Intra-acrosomal protein, clone Hs-8 (Monoclonal)

Clone no. Hs-8

MONOSAN

Additional info

GAPDHS (the sperm-specific glyceraldehyde phosphate dehydrogenase, also known as GAPD2, GAPDS, HSD-35, or GAPDH-2, is a glycolytic enzyme that plays an important role in carbohydrate metabolism. Like its somatic cell counterpart, this sperm-specific enzyme functions in a nicotinamide adenine dinucleotide-dependent manner to remove hydrogen and add phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate to form 1,3-diphosphoglycerate. During spermiogenesis, this enzyme may play an important role in regulating the switch between different energy-producing pathways, and it is required for sperm motility and male fertility. It can be used as an intra-acrosomal marker for evaluation of the physiological state of sperm cells as well as for selection of a suitable method of fertilization in the laboratories of assisted reproduction.

References

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES