



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Mouse anti-CD20, clone 109-3C2 (Monoclonal)

Clone no. 109-3C2

MONOSAN

Product name	Mouse anti-CD20, clone 109-3C2 (Monoclonal)
Host	Mouse
Applications	FC, IHC-fr, FUNC
Species reactivity	human
Conjugate	-
Immunogen	stimulated human leucocytes
Isotype	IgG3-K
Clonality	Monoclonal
Clone number	109-3C2
Size	100 ug
Concentration	100 ug/ml
Format	-
Storage buffer	PBS with 0.02% sodium azide
Storage until expiry date	2-8°C

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES

Mouse anti-CD20, clone 109-3C2 (Monoclonal)

Clone no. 109-3C2

MONOSAN

Additional info

109-3C2 binds with CD20 which is a 30/33 kDa non-glycosylated transmembrane phosphoprotein with three extensive hydrophobic regions. CD20 is involved in regulation of B-cell activation. It is expressed on the surface of all B-cells beginning at the pro-B phase (CD45R+, CD117+) and progressively increasing in concentration until maturity. Plasma cells are negative. CD20 is retained on many B-cell malignancies. CD20 positive cells are also sometimes found in cases of Hodgkin's disease, myeloma, and thymoma. 109-3C2 has been clustered at IVth and Vth HLDA Workshops.

References

1. Knapp W. Leukocyte Typing IV, Oxford Univ. Press, (1989)
2. Schlossman SF et al. Leukocyte Typing V Oxford University Press: 342-352 (199
3. -
4. -
5. -

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES