



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Product datasheet PS219

**MONOSAN**<sup>®</sup>

Polyclonal Rabbit anti-GIP  
Clone no. -

MONOSAN

---

Product name	Polyclonal Rabbit anti-GIP
Host	Rabbit
Applications	IHC-fr, IHC-P, IF (1:100-1:500)
Species reactivity	Human, Pig, Rat
Conjugate	-
Immunogen	Pure porcine GIP
Isotype	-
Clonality	Polyclonal
Clone number	-
Size	50 µl (lyoph.)
Concentration	n/a
Format	-
Storage buffer	Lyophilized; reconstitute in 50-100 ul dist. water (final solution contains 0.09% sodium azide, 1% BSA in PBS buffer, pH 7.4)
Storage until expiry date	2-8°C

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES

Polyclonal Rabbit anti-GIP

Clone no. -

MONOSAN

---

**Additional info**

GIP occurs in endocrine cells in the small intestine. GIP is released upon feeding, particularly after carbohydrate-rich food, and is known to sensitize the insulin cells to rise in blood sugar and is thus involved in the insular axis. GIP also inhibits gastric acid secretion.<br> Absorption with 10-100 ug immunogen per ml diluted antiserum abolishes the staining, while CCK-39, VIP and secretin do not.

**References**

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES