



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Instructions For Use PAQ-IFU

Rev. Date: Jan. 29, 2008

Revision: 1

Page 2 of 2

P.O. Box 3286 - Logan, Utah 84323, U.S.A. - Tel. (800) 729-8350 - Fax (435) 755-0015 - www.scytek.com

Procedure for PAS Stain):

1. Deparaffinize sections if necessary and hydrate to distilled water.
2. If sections are Zenker-fixed, remove mercuric chloride crystals using iodine and clear with sodium thiosulfate. Rinse in running tap water.
3. Immerse slide in Periodic Acid Solution (PAQ250) for 5 minutes (10 minutes for Kidney, skin and diastase digested liver sections).
4. Rinse slide in 4 changes of distilled water.
5. Immerse slide in Schiff's Solution (SRF250) for 15 minutes (30 minutes for Kidney, skin and diastase digested liver sections).
6. Rinse slide in hot running tap water.
7. Rinse slide in distilled water.
8. Stain slide in Hematoxylin, Mayer's (HMM125) for 2-3 minutes.
9. Rinse slide in running tap water for 2-3 minutes.
10. Apply Bluing Reagent (BRT125) for 30 seconds.
11. Rinse in distilled water.
12. Dehydrate through graded alcohols.
13. Clear, and mount in synthetic resin.

References:

1. Culling CFA, Allison RT, Barr WT.: Cellular Pathology Technique, 4th Edition. Butterworths, Pages 216-220, 1985.
2. Sheenan, D.C., Hrapchak, B.B. Theory and Practice of Histotechnology, 2nd Edition. CV Mosby, Columbus, OH. Pages 164-167, 1980.

Storage: 2° C



8° C



ScyTek Laboratories, Inc.
205 South 600 West
Logan, UT 84321
435-755-9848
U.S.A.



Authorized Representative in Europe



(Regulatory affairs only)
EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
Molsnstraat 15
2513 BH Hague, The Netherlands